

HAYGAIN®

szénagőzölők

www.haygain.com

A HAYGAIN szénagőzölők használata óriási mértékben járult hozzá az istállónk fejlődéséhez. Nemcsak az endoszkópos vizsgálatok eredményein mutatkozott jelentős javulás, a lovaink egyszerűen imádják a gőzölt szénát!

JAMES FANSHAWE
versenyló kiképző

Nagyszerű ötletnek tartom a szénagőzölőt, kiválóan működik, és teljesen megoldja a gombák és egyéb szennyeződések okozta problémákat. 6 berendezésem van, minden istállómban 3. Minden nap használjuk, lovaink még a legjobb minőségű szénát is szívesebben fogyasztják gőzölve, nagyon jól esznek, nincs pazarlás! Versenylóvaim kiváló kondícióban vannak, nagyon meg vagyok elégedve a HAYGAIN-nel!

RICHARD HANNON
verenyló kiképző

A HAYGAIN szénagőzölők forradalmasították a szálastakarmány etetését. Megnyugtat a tudat, hogy lovaink takarmánya ízletes és spóramentes. A tiszta, por-és gombamentes széna minden sportló számára alapvető fontosságú, különösen a lovastusában versenyző lovaink takarmányozásában tartom nélkülözhetetlennek. Sokkal egyszerűbb, könnyebb, tisztább és víztakarékosabb módszer a szénaáztatásnál.

MATT RYAN
háromszoros olimpiai aranyérmes-lovastusa

A HAYGAIN szénagőzölő az istálló felbecsülhetetlen tartozéka. Rendkívül ötletes, egyszerű módja a garantáltan pormentes széna etetésének.

PETER STORR
nemzetközi díjlovas és kiképző

Az egyik ugrólovam 2 évig szenvedett porallergiától, melyet gyógyszeres kezelésekkel illetve környezetváltásokkal képtelenek voltunk kontrollálni. Kipróbáltuk a HAYGAIN szénagőzölőt és 1 hét használat után a ló már jelentős javulást mutatott, majd 2 hét elteltével megszűnt a köhögése.

JACKIE DUNTON
díjugrató lovas, Chelmsford

Monthy nevű cob pónink has COPD-s és folyamatosan Ventipulmint kapott. Gyógyszer helyett ma már HAYGAIN-nel gőzölt szénát eszik és az egész telet kibírta köhögés nélkül. Nagyon meg vagyunk elégedve a berendezéssel, köszönjük szépen!

MARTIN NAYLOR
South Yorkshire

A Peasebrook Lovas Klinikán HAYGAIN szénagőzölőt használunk, hogy biztosítsuk a takarmányunk pormentességét és fokozzuk ízletességét. A legtöbb bent lakó páciensünk boxnyugalomra van ítélve, esetleg könnyű munkát végez. Rendkívül fontos, hogy az elérhető legtisztább és legjobban előkészített szálastakarmányt biztosítsuk számukra, amitől ugyanakkor nem lesznek „zabosak”.

A pihenő lovak sokkal hajlamosabbak vastagbél obstitációra, aminek esélye a gőzölt szénán keresztül bevitt extra folyadékmennyiséggel nagymértékben csökken. A beteg lovak gyakran étvágytalanok, de a gőzölt széna finom illata és kellemes íze nagy segítségünkre van. Klinikánkon a HAYGAIN szénagőzölő egy nagyon sikeres befektetésnek bizonyult.

TIMOTHY D GALER
Bvet Med Cert ESM MRCVS,
Peasebrook Equine Clinic

Jobb széna, jobb egészség, jobb teljesítmény



Különleges szénagőzölő berendezés a pormentes, ízletes szénaért. Javítsa lova egészségi állapotát, általános jólétét és növelje teljesítményét.

HAYGAIN®

szénagőzölők

www.haygain.com

PROPRESS
Equine



PROPRESS
Equine

(A HAYGAIN szénagőzölő berendezést a Propress tervezte és alkotta meg, mely a gőzölő készülékek kereskedelmére specializálódva a világon vezető szerepet tölt be. A HAYGAIN a PROPRESS EQUINE LIMITED regisztrált márkája/terméke.)

Sportlógyógyász Kft. 6765, Csengele, Tanya 37.

t: +36 30 9081904 e: janoskismet@gmail.com www.sportlogyogysz.hu

Registered Office: The Long Yard, Ermin Street, Shefford Woodlands, Hungerford, Berkshire, RG17 7EH

t: +44 (0) 333 200 5233 | f: +44 (0) 333 200 5244 | e: info@haygain.com

A PROBLÉMA- bizonyított tények!

- 6-ból több, mint 1 ló teljesítményét gyengíti valamilyen fokú légzőszervi megbetegedés
- Az istállóban tartott lovak 80%-a légúti irritációtól, gyulladástól szenved
- A szénában alálható allergének, pl: a gombák spórái, olyan légzőszervrendszeri megbetegedésekért felelősek, mint pl. a kehesség, a RAO/COPD vagy a IAD/SAD
- A por belélegzésének megakadályozására más széná kezelési módszerekkel is tettek már kísérletet, de ezek a módszerek a széná minőségét, higiéniáját nem növelték. Az áztatott széná tápértéke és élettartama pedig csökkent

A MEGOLDÁS- bizonyított tények!

Többszörösen, tudományosan bizonyított tény, hogy a HAYGAIN szénagőzölőt használva megsemmisítjük a káros penészt, gombaspórákat, baktériumokat és poratkákat. Minden egyes HAYGAIN szénagőzölő berendezés belsejében egyedülálló csőrendszerrel találkozunk, mely bevezeti a gőzt a szénabálába, majd egyenesen, alaposan átgőzöli azt. A gőz és a magas hőmérséklet a működés során elpusztítja a gombaspórákat és a baktériumokat. Az eredmény tiszta, higiénikus, pormentes, hidratált széná. Lova egészségesebbé, elégedettebbé válik, így hozzásegítjük, hogy a maximális teljesítményt nyújtsa.

mikrobiológiai vizsgálati eredmények




HAYGAIN-el való kezelés előtt:

A spórák száma 1 g kezeletlen, jó minőségű száraz széná mikrobiológiai tenyésztése után 7,75 millió



HAYGAIN-el való kezelés után:



O kimutatható spóra

A HAYGAIN szénagőzölőket széles körben tesztelték és kutatták a Royal Agricultural College-ban, Cirencester-ben.

Az Irish Equine Centre tesztelte a HAYGAIN teljesítményét Aspergillussal fertőzött szénán - ami a leggyakrabban előforduló patogén gomba a szénában - és igazolták a HAYGAIN hatékonyságát ezen spórák eltávolításában.

Elkötelezettségünk a kutatás és fejlesztés irányában folytatódik, jelenleg is világszerte több kutatási projektben veszünk részt.

Az Aspergillus az egyik legfőbb okozója a RAO, EIPH betegségeknek, az immunrendszer gyengülésének, és a rossz teljesítménynek. Ugyanakkor ez a baktérium típus hőre rendkívül érzékeny, így számuk könnyen redukálható a HAYGAIN szénagőzölő segítségével.


THOMAS BUCKLEY, Az Irish Equine Centre mikrobiológiai osztályának vezetője



- tudományosan bizonyított, hogy a HAYGAIN szénagőzölő segítségével tiszta, por-és spóramentes szénát állíthatunk elő
- megöli a káros gombaspórákat, atkákat és baktériumokat
- állatorvosok ajánlása általános
- felhasználása széleskörű, minden lovas szakág sikerrel alkalmazza
- újrahidratálja és fokozza a széná ízletességét
- minden más szénát és széná kezelést felülmúl, beleértve a szénázst és az áztatott szénát is
- befogadja a standard méretű kisbálát vagy a nagybálák szeleteit, de használható szénahálóval együtt is
- egyszerű kezelés, működtetése még egy forgalmas istállóban is könnyen kivitelezhető

„ Van egy 30 éves, menhelyről örökbefogadott COPD-s lovam. Amióta a HAYGAIN-nel gőzölt szénával etetem, nem köhögött többé. Ilyen egyszerű!”

HAYGAIN TECHNOLÓGIA ÉS MINŐSÉG



- szabadalmaztatott gőz-elosztó csőcsomok rendszer
- a gőzölési folyamat hőmérséklete eléri a 100 °C-ot
- beépített hőmérő



- 7 literes gőzgenerátor, amit az erőteljes 2,9kW/13 Amp-es fűtőelem működtet, és akár fali időzítővel is használható



- kiváló hőhatásfok, kiváló hőszigetelés, dupla falú mobil ládák



- robosztus, ellenálló felépítés, mindennapi intenzív használatra tervezve

- vízálló, rozsdamentes acél és réz illesztésekkel

- Angliában tervezték és kiviteleztek

- egyedülálló tanácsadás, ügyfélszolgálat

„ Mindenkiene csak ajánlani tudom a HAYGAIN-t...
...nagyszerű termék, mely mögött egy fantasztikus csapat áll. „

új termék!



HAYGAIN HG-600

- Gőzölési időtartam körülbelül 35 perc
- Méretei: 600mm x 600mm x 650mm



HAYGAIN HG-1000

- Gőzölési időtartam körülbelül 50 perc
- Méretei: 1435mm x 865mm x 730mm



HAYGAIN HG-GO

- Gőzölési időtartam körülbelül 40-45 perc
- A zsák ürtartaloma: 200 liter

